

 **LIQUIBAND**® *flex*™



Kleber und Barriere

 **RESORBA**®
REPAIR AND REGENERATE

Hautkleber und mikrobielle Barriere in einem Produkt



Eigenschaften:

- ✓ Die chemische Zusammensetzung bietet Schutz vor grampositiven und gramnegativen Bakterien
- ✓ Breite Applikationsschicht vereint Hautklebung mit mikrobieller Barriere
- ✓ Eine Füllmenge von 0,8g ist ausreichend für größere Inzisionen
- ✓ Der Kleber kann in zwei Schichten appliziert werden und polymerisiert in jeweils 30 Sekunden
- ✓ Die ausgezeichnete Belastbarkeit der Klebeschicht sorgt für optimale Bedingungen innerhalb der Wundheilung

Vorteile der Hautklebung:

- Keine Lokalanästhesie notwendig
- Kein zusätzlicher Verband notwendig
- Vereinfachte Kontrolle der Wundverhältnisse nach der Versorgung

RESORBA Medical GmbH

Am Flachmoor 16
90475 Nürnberg
Germany

Tel. +49 9128 / 91 15 0
Fax +49 9128 / 91 15 91
E-Mail: infomail@resorba.com
www.resorba.com

 Advanced Medical Solutions
(Plymouth) Limited
Langage Science Park
Plymouth
Devon
England PL7 5BG

Lagerungs- und Anwendungshinweise:

LIQUIBAND® flex™ ist steril verpackt und darf nicht verwendet werden, falls die Verpackung beschädigt oder offen ist.
Nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums verwenden (siehe Packung).
LIQUIBAND® flex™ sollte unter Umgebungstemperaturen aufbewahrt werden (5°C – 25°C).
Trocken und dunkel lagern.

Verpackungseinheit:

LIQUIBAND® flex™
6 Stück á 0,8g
REF LBF 006

 **RESORBA**®
REPAIR AND REGENERATE